

[illegible]

Para información sobre ALEVEEN LIFE
para más informaciones sobre el
producto ir al código QR por maggot
NLIFE / Scan on QR-code voor meer
informatie over ALEVEEN LIFE /
Informazioni su ALEVEEN LIFE
Information on ALEVEEN LIFE /
ALEVEEN LIFE / Oskovinarit QR koodi
Täza dodatne informácie o výrobku
QR-koodi / Запознате твој код QR
IF / Z ALIVEEEN LIFE je varnostno
prijemljiva za ALEVEEN LIFE, naskalnikite
na ALEVEEN LIFE s nalepkami razlozavate ved QR
aleveen life / Naskenken QR-
code informatie o ALEVEEN LIFE oddajte
lokator.

الحصن من المنتجات المتحللة،
المتحللة

Instructions for Use: Select the appropriate dressing size, ensure
the entire wound or area to be protected. The scale on the skin
only! Cleanse the application site. Ensure surrounding skin is clean
and free of excess hair.

1.Remove first liner and
anchor the adhesive side of
the dressing to the skin.

2.Place the narrow end at
a minimum of 2cm (3/4")
above the anal sphincter,
then smooth the dressing
over the sacrum.

3.Cleanse the skin around the
dressing edge.
4.Apply additional dressing
if needed.
5.Repeat steps 1-4 as
needed.

ALEVEEN LIFE Dressings can be used in conjunction with INTRA
neutrotic or sloughy wounds.

Observation: When using this pressure injury prevention, frequent
pressure damage by lifting back one corner, inspecting and then
Removal: Lift the top edge and slowly peel downwards towards the
bottom. Do not pull straight down. This will minimise the chance of trauma
to the skin. Improper disposal of dressing and packaging can cause slips, cuts
or infection; dispose of them in accordance with local clinical protocols or hygiene
guidelines.

Frequency of change: During the early stages of treatment, inspect
frequently. Sacral dressings can be left in place for up to 7 days,
changed depending on the condition. Change if there are signs of
change: 75% of the change indicator. Consider changing if the ex-
cess of 50% of the change indicator. The diagram below is for guidance
increased potential for contamination and infection in the presence of
dressing adherence may be required as per local clinical protocol
healthcare professional.

1. No need to change 2. No need to change 3. Consider change

© Smith+Nephew Ltd. All rights reserved. 2025

Trade Marks of Smith+Nephew, Date of issue 11/2025, Revision 01
Covered by one or more patents (www.smith-nephew.com)

ALLEVYN® LIFE Sacrum Silikon gøllæbende hydrocellulær sacrum skumbandage

Beskrivelse
ALLEVYN® LIFE Sacrum bandager er silikone gøllæbende hydrocellulære sacrum skumbandager. Den absorberende pellette har et skumlag og en spærrekrone, der er fremstillet af højabsorberende materialer. Der er et markeringslag, der udsteder af pelletterne, bandageren er åndbar og har en vandtæt ydre film.

Virkemåde
 ALLEVYN® LIFE Sacrum bandager absorberer

ALLEVIN E.V. sælger bandagen gennem et særligt salgsselskab, ALLEVIN EKS, som leder ekskursatpassagerne gennem en særlig rejsearrangør, der er skånset, vedtaget til brug på sat hurt og gør det nemt at foretage oplysninger og bestillinger. ALLEVIN EKS har en væk fra såret og undens omkring såret, og ALLEVIN EKS har en særlig ekskursat og hjælper dem med at blive fordelt i bandagen, så hele bandagen gælder. ALLEVIN EKS har en særlig ekskursat og hjælper dem med at blive fordelt i bandagen, så hele bandagen gælder. ALLEVIN EKS har en særlig ekskursat og hjælper dem med at blive fordelt i bandagen, så hele bandagen gælder.

Eklæringsformål

1. Danne et hurtigt sårmed, hvilket er optimalt for heling.
2. Forebygge trykskader på intakt hud som en del af retningslinjerne for forebyggelse af trykskader.

Indikationer

1. Sårbehandling af overfladiske sår

For yderligere information om sårbehandling, se www.sml-neph.com.

Hvis du under brugen af dette udstyr miste et af de øret eller et af dine ører, skal du kontakte din læge eller den rapporterende til til fabrikanten og din ansvarig myndighed.

2. Diabetesforbunden

Bandager er beregnet til brug for patienter med diabetes. Hvis du er patient under vejledning af det sundhedsfaglige personale, skal du være opmærksom på, at du skal have en sundhedspersonale (sygeplejerske) give passende råd til patienter om, hvordan de anlægger overfladiske sår og om, hvordan de fjerner bandagerne. Hvis du er patient under vejledning af det sundhedsfaglige personale, skal du være opmærksom på, at du skal have en sundhedspersonale (sygeplejerske) give passende råd til patienter om, hvordan de anlægger overfladiske sår og om, hvordan de fjerner bandagerne.

Brugsinvisning: Vær korrekt bandageret, og sørg for, at den absorberende pakke dækker hele såret eller det område, der skal beskyttes. Skålen på røret skal vejlejes. Rørkanten skal beskyttes. Sørg for, at den omgivende hud er ren, og søg om fri for sår.

-  **1. Fjern det første beskyttelseslag, og fastgør den klæbende side af bandagen til huden.**
-  **2. Placer den tynde ende af bandagen mindst 2 cm over analsfinkteren og glat derefter bandagen ud over overbuen.**
-  **3. Fjern resterende beskyttelseslag. Glat ud. Hvis det er på et sår, skal det sikres, at den absorberende pelotte dækker såret. Undgå at strække bandagen.**
-  **4. Udløsnæ kanterne, og sørg for at der ikke er folder, der kan komplicere forsøgningen. Bandagen kan omplaceres**

ALLEVIN LIFE bandager kan bruges sammen med INTRASITE® GEL hydrogel til nekrotiske sårdækning med det følgende resultat:

Observation: Når bandagen anvendes til forebyggelse af tryksår, skal ofte se huden efter for tryksår ved at løfte et hjørne tilbage, inspicere og derefter placere bandagen igen.

Fjernelse: Løft den øverste kant, og træk langsomt ned mod ansen, indtil den er helt fjernet for at undgå at beskadige huden. Dette vil minimere risikoen for overførsel af infektion.

Forkert bortskaffelse af bandage og emballage kan forårsage fald, kontaminering og infektion.

Bandageskit: I de tidlige stadier af behandlingen skal bandagen inspiceres ofte. Sakralbandager kan blive siddende i op til 7 dage. Bandager skal skiftes afhængigt af størrelsen og den omgivende hudens tilstand, eller når eksudatet dækker 75 % af indikatoren for bandageskit. Overvej at skifte, hvis eksudatet dækker mere end 50 % af indikatoren for bandageskit. Dagregulering nedenfor er kun vejledning på grund af den øgede risiko for kontaminering af infektion i dette område kan øget monitorering af bandagerne klæbebevægelse være påkrævet i henhold til lokale kliniske retningslinjer under vejledning af sundhedspersonalet.

Intet behov for at skifte Intet behov for at skifte Overvej at skifte Skift

Varemærker tilhørende Smith+Nephew. Udstedelsesdato 11/2025. Revision 03. Dette produkt

kan være omfattet af et eller flere amerikanske patenter. www.smith-nephew.com/patents

ALLEVEN® LIFE

1. SILICONE ADHESIVE
SELKONOSIELIST
KLEIPUUN SIDE
2. LOW TO HIGH
MADAL KLINI
NORJEN VAINO
3. SHOWER PROOF
DUŠKOPINDEL
4. CHANGE INDICATOR
SEDEME
VÄRINTÄRINDE
INDIKAATTORI
5. LOOK AWAY CORE
LUKUSATT
SUKAMIX
6. (Implied final step, not explicitly labeled with text in the diagram)

EE

ALLEVYN® LIFE Sacrum
 Kleevpü silikooneeliste hüdrotsellulaarsete ristiühe komposiitvahetide

Kirjeldus
 ALLEVYN® LIFE Sacrum plaastrid on kleevpü silikooneeliste hüdrotsellulaarsete ristiühe komposiitvahetidega. Imaval padjakesel on vahukihi ja ülimavast

- Materjaliga valmistatud lukustav südamik.
- Kõrgeima keskkindlusega polümeerist kiht, plaaster on hingav ja sellel on veekindlaid toime mehhanismid.

ALLEVYN LIFE Saarcum plaastritel on perforeeritud silikooni kest keepluul haavadevõr, mis laseb eksudaadil läbida vahukihki. Keepluul silikooni kest on õrn, sobib kasutamiseks õrnal nahal.

- Ärge lõigake imavt padjakat, plaastri silikoni kest ei ole mõeldud lõigata.
- Ärge kasutage oksüdeerivate ainetega, nagu hüperoksiit (lahust) (nt EUSOL).
- Vesi niiskuseprotsiidi, kuna need võivad vahendada plaastri imavust.
- Kui kasutamise ajal ilmnevad mis tahes

[illegible]

Imavad ja hingavad kihilid koos tagavald ning haavakeskkonnad, mis on optimaalne vähe kuni rohkelt erituvaate haavade ekkidatsiooni jaoks. Kõik need on loodud, et EXUASK® määrib vabalt, niisutab, niisutab ja annab visuaalselt märku, millal on vaja plaastri vahetada.

Sihthotstarve

1. Pakkumaks niisket haavakeskkonda, mis

- 2. Surveajastuste ennetamiseks tervel nahtl survejastuste ennetamise protokollil osana.

Näidustused

- 1. Pindmise granuleerivate haavade, krooniliste ja ägedate eksudeerivate haavade, osalise ja täispakusega haavade ravi, sealhulgas:

- Kui kasutatakse nakatunud haavadel või kui haav infitseerub, tuleb infektsiooni kontrollida ja ravida vastavalt kohalikele kliinilise protokollile.

Lisateabe saamiseks külastage:
www.smith-nephew.com

Kui arvat, et selle seadme kasutamine aja-
 ra esinendub ohutult, teatakse sellest

• Jalaahaavandid • Diabeetiliselt jalaahaavandid • Kirurgiliselt haavad • Pindmised ja keskmise sügavusega põletused • Nahasiriku donorikohad • Nahaõõnsused • Malignid eksfoliitete kasvuga haavandid	tootjale ja oma pädevale riigiasutusele. complaints@smith-nephew.com Plaastrid on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötajate või patsientide tervishoiutöötajate juhendamisel. Vajaduse korral võivad tervishoiutöötajad anda patsientidele asjakohast nõu, kuidas plaastrit peale panna, jälgida, eemaldada ja kõrvaldada ning millal võtta ühendust
--	---

nahali survekahjustuste ennetamise protokollid osana.	tervishoütoetäga, nagu on kirjeldatud käesolevas infoteles.
Kasutusjuhend: Eeldata sobiv plaastri suurus, et imav padjake kataks kogu haava või kaitsvalla alla. Kotil olev möllikava on ainult suunav. Puuhetega paigalduskoht. Veenduge, et ümbritsevad nahk oleks puhas, kuiv ja ilma liigsete karvadeta.	 1. Eemaldage esimese kihti ja kinnitage plaastri kleepuv pool naha külge.  3. Eemaldage ülejäänud kleeposa katvat kihi. Sluge, kui kasutate haaval.

2. Asetage kitsas ots vähemalt 2 cm kõrgsellel pärakuksulgrist, seejärel siluge plaaster ristlõu kohale.
3. Siluge servad, veendudes, et puuduvad kortsud, ning võimal hirmestilist libumist takistada. Plaastrid saab vastavalt vajadusele ümber paigutada.

Plaastriest ALLEEVIN PUH võib kasutada koos INTRASITE® GEL hüdrogeeliga nekrootiliste või lahtiste haavade puhul.

Tähelepanek: kui sadus kasutatakse survekattuvaid välimisemise, kontrollige sageli naha survevõistand; töttes üle nurga üles, kontrollides nahka ja asetades seelajale plaastri tagasi oma kohale.

Eemaldamine: tötste ülemist äärt ja tõmmake plaastri aeglaselt allapoole päraku poole, kunni see on täielikult eemaldatud, et vältida naha vigastamist. See vähenab nakkuse riski, misse võivad plaastri ja pakeni ebaõige kõrvaldamine või põhjustada ülemisem. Näe turmut, ja näe, et plaastri eemaldamine ei põhjusta naha aru.

Vahetamine sagedus: Ravi varajases staadiumis kontrollige plaastreid sageli. Ristuplaastreid võib hoida peal kuni 7 päeva. Plaastreid tuleb vahetada olenevalt vahel, kui ümbritseva naha seisundist või kui eksudaat katab 75% mutuse indikaatorist. Kaaluga vahetamist, kui eksudaat katab rohkem kui 50% mutuse indikaatorist. Alltoolev diagramm on vaid suunis ning kuna selles piirkonnas on suurenenud saastumise ja nakkuse võimalus võib tervishoiutootaja juhendamisel olla vajalik plaastreid kleepimise tõhusust jälgimine vastavalt kohalikele kliinilistele protokollidele.

1. Pole vaja vahetada

2. Pole vaja vahetada

3. Kaalu vahetamist

4. Vaheta

⁹Smith+Nephew kaubamärgid. Väljaandmise kuupäev 11/2025. Redaktsioon 03. See toode võib olla kaetud ühe või rohkema USA patendiga. www.smith-nephew.com/patents