



Varenummer 222240

Skumbandage, PolyMem, L, finger-tå bandage, uden klæber, omfang 6,7cm-7,7cm, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

Alt-i-én PolyMem Standard bandage designet til optimal behandling af sår og skader på fingre og tæer. Den velkendte inflammationsmodulerende, helende og smertelindrende effekt af PolyMem, som terapeutisk sårbehandlingssystem. Sikrer kontinuerlig rensning af såret og opretholder det fugtige sårmiljø, hvilket reducerer behovet for soignering/debridering ved bandageskift. Hæmmer dannelsen af hæmatom og ødem, hvorved omfang af skaden reduceres og smerter lindres.

Kan anvendes til alle typer sår og skader på fingre og tæer:

- Akutte sår: hudafskrabninger, rifter, snitsår
- Traumatiske sår: pulpaskader, brandskader
- Kroniske sår, herunder diabetiske fod-/tå sår
- Post-operativ bandage på fingre og tæer
- Skader uden sår: kontusioner, forstuvninger etc.

Mål omkreds af tykkeste sted på finger/tå – vælg rette størrelse bandage. Finger/tå længde måles og det overskydende materiale afklippes inden bandagen applikeres. Den er enkel at applicere og sikrer fri bevægelighed. Kan enten sidde selv eller kantfikseres. Bør af hensyn til væskehåndtering ikke dækkes af anden bandage.

Ved behov for ekstra væskehåndtering, anbefales at lægge en PolyMem WIC under. Vælg da en størrelse større. Se endvidere størrelsesangivelse og pictogram på æsken.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	PolyMem
Størrelse	L
Features	Finger-tå bandage, uden klæber, omfang 6,7cm-7,7cm, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, PU-film
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	21.8 cm	16.5 cm	19.5 cm	30735471044031
pk	6 stk	18.2 cm	15.5 cm	4 cm	20735471044034
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE