



Varenummer 1000003630

Negativ trykterapi, Avelle, pumpeenhed, steril

- ✓ Kan anvendes til mange typer sår (kroniske, akutte, traumatiske, kirurgiske m.fl.)
- ✓ Består af sårbandage koblet til en lille pumpe
- ✓ Arbejder med negativt tryk (NPWT / sårbehandling med undertryk)



Produktbeskrivelse

Avelle-systemet kan anvendes til mange forskellige typer af sår. Kroniske sår, akutte sår, traumatiske sår, subakutte og rumperede sår, hudlapper og transplantater, kirurgiske incisioner. Avelle-systemet består af en sårbandage, der er koblet til en lille pumpe, der skaber et undertryk, som kaldes Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) og på dansk: sårbehandlingssystem med negativt tryk.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Negativ trykterapi
Varemærke	Avelle
Features	Pumpeenhed, steril
Ingredienser/sammensætning	Elektroniske komponenter, metalbatteri, poler, ledninger, lithium batteri
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Negativ trykterapi er en lægeordineret behandling.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.5 cm	21.5 cm	4.5 cm	768455157587



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE