



Varenummer 1000006201

## Behandlerstrømpe, Actico UlcerSys, sort og beige, xlarge-lang

- ✓ 2-lags Kompressionssystem
- ✓ Behandling og Forebyggelse af Venøse Bensår
- ✓ RAL Klassifikation
- ✓ Effektiv i Aflastnings- og Stabiliseringsfase



### Produktbeskrivelse

Actico UlcerSys er et 2-lags, medicinsk kompressionsstrømpe, der består af to inderstrømper og en yderstrømpe. Anvendes til behandling af og recidivforebyggelse af venøse bensår. Mens der under den indledende aflastningsfase anvendes kortstræksbandager, skal Actico UlcerSys anvendes over det behandlede sår i selve aflastningsfasen efter ødemreduktion og under stabiliseringsfasen. Understrømpe: 10-14 mmHg. Overstrømpe: 23-32 mmHg. Actico UlcerSys fremstilles efter RAL klassifikationen, hvilket bl.a. betyder, at trykket for de enkelte strømper og kompressionsklasser opgives som et interval. Understrømpe og overstrømpe giver et samlet tryk på ca. 40 mmHg.

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Behandlerstrømpe                                                                 |
| Varemærke                        | Actico UlcerSys                                                                  |
| Features                         | Sort og beige                                                                    |
| Ingredienser/sammensætning       | Overstrømpe: 65% polyamid, 35% lycra; understrømpe: 70% polyamid, 30% lycra      |
| Strømpestørrelse                 | Xlarge-lang                                                                      |
| Certifikater                     | OEKO-TEX. CE. MD.                                                                |
| OEKO-TEX licensnr.               | SH020 126085 TESTEX                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 36 måneder fra produktionsdato                                                   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Vaskeanvisninger                 | Understrømpe kan vaskes ved 60 grader og overstrømpe kan vaskes ved 40 grader.   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| par   | 2 stk      |        |        |       |               |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 4056649270348 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.