



Varenummer 1000009660

Negativ trykterapi, Pico 7, 20x20cm, kit med 1 pumpe og 1 bandage, steril

- ✓ Eliminerer risikoen for trykpunkter
- ✓ Øget patientkomfort



Produktbeskrivelse

Sæt med 1 pumpe, 1 bandage, samt 2 batterier. PICO 7 negativ trykterapi er et lille klar-til-brug engangssystem med pumpe og bandager. Anvendes som negativ trykterapi til alle former for kroniske og akutte sår. Sårbandagen er en højabsorberende skånsomt klæbende bandage, der tilsluttes den lille pumpe, der leverer et kontinuerligt negativt tryk på 80mmHg. Sættet er til 7 dages behandling. Diskret og enkel i brug. Udførlig vejledning medfølger. PICO 7 er en videre udvikling af PICO og pumpen klarer luftlækager mere end dobbelt så effektivt som den tidligere PICO pumpe. Desuden har pumpen fået et nyt betjeningspanel med en indikator for fyldt bandage. Den lyser, når bandagen skal skiftes og kan dermed forebygge unødvendige bandageskift. På bagsiden af pumpen har du mulighed for at notere startdato for behandlingen, hvilket kan gøre det lettere at føre journal. PICO 7 leveres med en gennemsigtig bælteclips. Endelig er pumpen blevet mere støjsvag.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Negativ trykterapi
Varemærke	Pico
Vareserie	7
Features	Kit med 1 pumpe og 1 bandage, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Størrelse på sårpude	15 x 15 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	N/a
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	36 cm	25.6 cm	22.3 cm	5000223493226
stk	1 stk				5000223492335



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE