

Rengøringsvejledning til Bivona® inderkanyler



- 1 Inderkanylen skal altid tages ud af tracheostomikanylen inden rengøring
- 2 Anvend de specielle rengøringsvatpinde (artikelnummer BICSWB) fugtet med sterilt vand eller saltvand
- 3 Rens forsigtigt inderkanylens indre lumen for slim og sekret ved en drejende bevægelse med en rengøringsvatpind. Anvend ny rengøringsvatpind ved hver rengøring.
- 4 Er dette ikke nok kan inderkanylen lægges i blød i varmt vand med en mild uparfumeret sæbeopløsning, som kan blødgøre sekretet nok til, at det kan fjernes forsigtigt med rengøringsvatpinden. Skyl herefter inderkanylen godt med sterilt vand.
- 5 Skulle inderkanylen få et knæk eller anden beskadigelse, må den ikke genanvendes og skal udskiftes.
- 6 Inderkanylen skal lufttørre inden genindsættelse

***Kan rengøres op til 400 gange og må anvendes i max. 29 dage.
Må ikke re-steriliseres eller rengøres ved nogen anden metode
(f.eks. autoklave eller opvaskemaskine).***

Rengøringsvejledning til Bivona® inderkanyler



- 1 Inderkanylen skal altid tages ud af tracheostomikanylen inden rengøring
- 2 Anvend de specielle rengøringsvatpinde (artikelnummer BICSWB) fugtet med sterilt vand eller saltvand
- 3 Rens forsigtigt inderkanylens indre lumen for slim og sekret ved en drejende bevægelse med en rengøringsvatpind. Anvend ny rengøringsvatpind ved hver rengøring.
- 4 Er dette ikke nok kan inderkanylen lægges i blød i varmt vand med en mild uparfumeret sæbeopløsning, som kan blødgøre sekretet nok til, at det kan fjernes forsigtigt med rengøringsvatpinden. Skyl herefter inderkanylen godt med sterilt vand.
- 5 Skulle inderkanylen få et knæk eller anden beskadigelse, må den ikke genanvendes og skal udskiftes.
- 6 Inderkanylen skal lufttørre inden genindsættelse

***Kan rengøres op til 400 gange og må anvendes i max. 29 dage.
Må ikke re-steriliseres eller rengøres ved nogen anden metode
(f.eks. autoklave eller opvaskemaskine).***

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Vare nr.	Pakkestr./stk.
Bivona® inderkanyle	7,0	BRCA70	10
Bivona® inderkanyle	7,5	BRCA75	10
Bivona® inderkanyle	8,0	BRCA80	10
Bivona® inderkanyle	8,5	BRCA85	10
Bivona® inderkanyle	9,0	BRCA90	10
Bivona® inderkanyle	7,0	BRC270	2
Bivona® inderkanyle	7,5	BRC275	2
Bivona® inderkanyle	8,0	BRC280	2
Bivona® inderkanyle	8,5	BRC285	2
Bivona® inderkanyle	9,0	BRC290	2
Rengøringsswab	-	BICSWB	20

Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73, DK-2300 København S
Tlf: 7027 2090
Fax: 7027 2098
info.danmark@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com



Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Product(s) described may not be licensed or available for sale in all countries. The Smiths Medical design mark is a trademark of Smiths Medical. The symbol® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. ©2018 Smiths Medical. All rights reserved.

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Vare nr.	Pakkestr./stk.
Bivona® inderkanyle	7,0	BRCA70	10
Bivona® inderkanyle	7,5	BRCA75	10
Bivona® inderkanyle	8,0	BRCA80	10
Bivona® inderkanyle	8,5	BRCA85	10
Bivona® inderkanyle	9,0	BRCA90	10
Bivona® inderkanyle	7,0	BRC270	2
Bivona® inderkanyle	7,5	BRC275	2
Bivona® inderkanyle	8,0	BRC280	2
Bivona® inderkanyle	8,5	BRC285	2
Bivona® inderkanyle	9,0	BRC290	2
Rengøringsswab	-	BICSWB	20

Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73, DK-2300 København S
Tlf: 7027 2090
Fax: 7027 2098
info.danmark@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com



Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Product(s) described may not be licensed or available for sale in all countries. The Smiths Medical design mark is a trademark of Smiths Medical. The symbol® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. ©2018 Smiths Medical. All rights reserved.