



Varenummer 1000012980

## Transportbox, QuikRead, blå

### Produktbeskrivelse

QuikRead transportbox kan bruges til opbevaring af patientprøver foretaget med QuikRead crp-reagenskit inden analyse på QuikRead Go instrumentet. Prøven kan holde sig i op til 2 timer fra prøvetagning til analysering ved stue temp. (18-25 grader) De røde transportpropper bruges til transport af kuvetterne, hvor tiden mellem prøvetagning og analyse overstiger 15 min. Reagenspropper må ikke bruges ved transport af kuvetterne ved transport tid over 15 min. Hvis transportpropperne skal genbruges bør de rengøres mellem hver brug med sæbevand og herefter aftørres eller skylles med 70% ethanol/isopropanol. De købes separat.

### Specifikationer

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Produktbetegnelse                | Transportbox  |
| Farve                            | Blå           |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 20 cm  | 10 cm  | 8 cm  | 6438115001584 |

