



Varenummer 1000025234

Tapeble, Delta Slip, M2

- ✓ Tekstillignende bagside: gør bleen ekstra behagelig og åndbar
- ✓ Effektiv kerneteknologi for hurtig absorption
- ✓ Buede elastikker i benudskæringen for optimal pasform
- ✓ Lækagebarrierer for ekstra beskyttelse
- ✓ Vådindikator
- ✓ Odor Control system



Produktbeskrivelse

Delta Slip er vores serie af tapebleer, som er udviklet til brug ved moderat til svær inkontinens. De anatomisk formede bleer har buede benelastikker, som giver ekstra komfort og en god pasform. Alle Delta Slip modellerne er forsynet med lækagebarrierer, der yder ekstra beskyttelse, og Odor Control systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. Tapen sikrer optimal pasform og nem omplacering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapeble
Varemærke	Delta
Vareserie	Slip
Størrelse	M2
Materiale	Kombitape, ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	840 mm
Bredde	670 mm
Hoftevidde	70-110 cm
Vægt, netto	88 g
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	2200 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Svær
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler, eller hvis muligt i dit område ved industriel kompostering.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Tapeble til moderat til svær inkontinens. Serien er forsynet med navn og nummer, for let at skelne mellem størrelserne. Det er vigtigt altid at måle hoftestørrelsen for at vælge den rigtige størrelse og vælge den korrekte sugeevne for at undgå leakager. Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Før bleen forfra og bagud. Bred bleen ud vandret for og bag. For at skabe en "bukseble". Sørg for, at den sidder godt til i lyskeområdet. Fastgør de nederste tapes vinklet lidt opad på begge sider, og fastgør derefter de øverste bånd vinklet nedad for en sikker og behagelig pasform.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 pk	57.6 cm	39.6 cm	36.7 cm	5703538501647
pk	24 stk	38 cm	18 cm	26 cm	5703538501630



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandards og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet er produceret med barrierer for at forhindre lækage



Vådindikatoren er en væskefølsom strimmel, som skifter farve eller flyder ud, hvilket indikerer, hvor stor en del af produktet, der er udnyttet.

