



Fås også
som en enkelt
THC-test!

nal von minden Drug-Screen® Saliva Tracer

Hurtige tests til påvisning af op til 9 stoffer og medicin i menneskespyt

Spyt som prøvemateriale og dets betydning

Spyt er det ideelle prøvemateriale til rutinemæssige stoftests. Prøvetagning er hygiejnisk, sikker og kan udføres under opsyn uden at være for påtrængende. Spytt kan også indikere aktuelt forbrug, og testene kan bruges effektivt næsten overalt og til mange formål – fra sundhedsinstitutioner til fængsler og rehabiliteringscentre, samt til kriminal- og arbejdspladsundersøgelser.

Påviselige stoffer:

Test	Cutt-off (ng/mL)	Test	Cutt-off (ng/mL)
6-MAM (6-Monoacetylmorfin)	10	MET (Methamphetamine)	50
ABP (AB-PINACA)	10	MDMA (Methylenedioxymethamphetamine)	50
AMP (Amfetamin)	50	MTD (Methadon)	30
BAR (Barbiturater)	50	MOR/OPI (Opiater)	10/40/50
BUP (Buprenorfin)	5/10	OXY (Oxycodon)	20/40
BZD (Benzodiazepiner)	10/20	PCP (Phencyclidin)	10
COC (Kokain)	10/20/50	SPC (Syntetiske Cannabinoider)	25
COT (Cotinine)	30	THC (Cannabis)	15/40
FYL (Fentanyl)	10	TML (Tramadol)	30
KET (Ketamin)	30/50		

Dine fordele:

- ✓ 99% præcise resultater
- ✓ Samtidig påvisning af op til 9 parametre
- ✓ Kun en lille mængde spyt er nødvendig
- ✓ Resultat på maksimalt 10 minutter
- ✓ Indbygget procedurekontrol
- ✓ Påviser THC og dets metabolitter
- ✓ Opbevaring ved stuetemperatur (+2°C - +30°C)

