

+ PROFORE[◇] flerlagskompressionsbandage

Giver vedvarende gradueret tryk i
op til 7 dage¹⁻⁵



Smith+Nephew

PROFORE[◇]
Flerlagskompressionsbandage

www.smith-nephew.com/profore

PROFORE[®] er en flerlagskompressionsbandage, der giver et vedvarende gradueret tryk i op til 7 dage¹⁻⁵

Funktioner og fordele



Vedvarende gradueret tryk

Flerlagskompressionsbandagen giver et vedvarende gradueret tryk.^{1,2} PROFORE-bandagerne er designet til at give et højere tryk ved anklen og et mindsket tryk ved læggen⁶



Op til 7 dages bæretid

Det er påvist, at PROFORE-bandagerne opretholder effektive kompressionsniveauer⁷ samtidig med, at det kan blive siddende i op til 7 dage^{1,3,4,7-9}



Giver anbefalede kompressionsniveauer

- Det er klinisk påvist, at PROFORE-bandagerne giver anbefalede kompressionsniveauer på 40 mmHg tryk ved anklen, og at trykket falder til 17 mmHg lige under knæet⁷
- PROFORE LITE-bandagerne giver reduceret kompression, der er udviklet specielt til behandling af bensår med blandet ætiologi^{3,10}



Påvist klinisk effekt

PROFORE-bandagerne har vist sig at opnå fuldstændig sårlukning i op til 79 % af venesår efter 12 uger og op til 84 % efter 24 uger^{*11}



Patientkomfort

Polsterlaget (PROFORE #1) er blødt og formbart for at lette appliceringen og beskytte huden.^{12,13} Bandagernes absorberende egenskaber reducerer risikoen for irritation og maceration af huden^{14,15}



Latexfri¹⁶⁻¹⁸

PROFORE-bandagerne er latexfri og derfor velegnet til patienter og sundhedspersonale med latexallergi.¹⁹

Udviklet til

- PROFORE flerlagskompressionsbandagen er specifikt udviklet til behandlingen af venøse bensår og behandling af ødem.
- En ideel kombination til brug med ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE skumbandage og ALLEVYN GENTLE skumbandage.^{20,21}



PROFORE - latexfri kompressionsbandager

S+N varenummer	Beskrivelse	Æske
66000770	PROFORE-sæt latexfri 18 cm – 25 cm ankel omkreds	8
66807686	PROFORE-sæt latexfri 25 cm – 30 cm ankel omkreds	8
66807687	PROFORE-sæt latexfri over 30 cm ankel omkreds	8
66000771	PROFORE LITE latexfri sæt	8



*n=117.

Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovgivningen og/eller medicinsk praksis på de enkelte markeder. Kontakt din lokale Smith+Nephew produktspecialist eller distributør, hvis du har spørgsmål angående tilgængeligheden af Smith+Nephew-produkter i dit område. Se de detaljerede produktoplysninger, herunder indikationer, kontraindikationer, advarsler og forholdsregler, i produktets brugsanvisning før produktet tages i brug.

Smith+Nephew
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
Danmark
T: +45 45 80 61 00

Smith+Nephew
Krokslätts Fabriker 39
431 37 Mölndal
Sverige
T: +46 31 74 65 800

Smith+Nephew
Snarøyveien 36
1364 Fornebu
Norge
T: +47 66 84 20 20

Smith+Nephew
Lentäjäntie 1
01530 Vantaa
Finland
T: +358 (0)207 866 333

www.smith-nephew.com

◊Varemærke tilhørende Smith+Nephew
Alle varemærker tilhører deres respektive ejere
©2024 Smith+Nephew
45051-da-nord 09/24

Referencer: 1. Ukata A, Konig M, Vanscheidt W, Munter KC. J Wound Care. 2003;12(4):139–143. 2. Szweczyk MT, Jawien A, Cierznikowska K, Cwajda-Bialasik J, Moscicka P. Arch Med Sci. 2010;6(5):793–799. 3. Bowering CK. Advances in Wound Care. 1998;11(3):129–135. 4. Moffatt CJ, McCullagh L, O'Connor T, et al. Wound Repair and Regeneration. 2003;11(3):166–171. 5. Protz K, Heyer K, Verheyen-Cronau I, Augustin M. Dermatology. 2014;229(4):343–352. 6. Szweczyk MT, Jawie A, Cierznikowska K, Cwajda-Bialasik J, Mościcka P. Archives of Medical Science. 2010;6(5):793–799. 7. Blair S, Wright D, Backhouse CM, Riddle E, McCollum CN. BMJ. 1998;297(6657):1159–1161. 8. Moffatt C, Stubbings N. Nursing standard- special supplement. 1990;5(12):1–3. 9. Smith+Nephew 2002. CT00/07 (PM): An Evaluation of the Handling Characteristics of Profore Latex-Free in the Management of Venous Leg Ulcers. CT00/07 (PM). 10. Marston WA, Carlin RE, Passman MA, Farber MA, Keagy BA. Journal of Vascular surgery. 1999;30(3):491–498. 11. Moffatt CJ, Simon DA, Franks PJ, et al. Phlebology. 1999;14(4):139–142. 12. Smith+Nephew 1994. Soffban Natural Questionnaire. Internal Report. 13. Smith+Nephew 2019. Internal Report U039R5V2. 14. Smith+Nephew 2018. Internal Report U039R3V2. 15. Harding KG, Vanscheidt W, Partsch H, Caprini JA, Comerota AJ. International Wound Journal. 2014;13(3):317–325. 16. Smith+Nephew 2018. Regulatory Compliance Document- Raw Materials. Internal Report. 17. Smith + Nephew 2018. Regulatory Compliance Document- Raw Materials. Internal Report. 18. 2018. Natural Rubber Latex in PROFORE Products. 19. Wu M, McIntosh J, Liu J. (2016). Journal of occupational health. 58(2), 138–144. 20. Smith+Nephew 2016. Internal Report DS/16/373/R. 21. Jennings S. 2019. Data on file DS/19/197/R.