



Varenummer 1000030956

Bandage, Circaid Juxtafit Essentials, beige, pac band, large

- ✓ Muliggør selvbehandling
- ✓ Nem af- og påtagning.
- ✓ Kan tages af før bad
- ✓ Forbedrer mobiliteten



Produktbeskrivelse

circaid pac band giver øget kompression af foden omkring forfod og ankel. Dette fodprodukt kan klippes til og kan derfor tilpasses den enkelte patients fod. Produktet er et ikke sterilt produkt der er beregnet til flergangsbrug til samme patient. Produktet yder kompression til fod- og ankelområdet for patienter med venøse eller lymfatiske lidelser. Produktet anvendes i kombination med circaid compression anklet(ankelsok), men kan også anvendes alene.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Circaid
Vareserie	Juxtafit Essentials
Sekundær farve	Beige
Features	Pac band
Ingredienser/sammensætning	67 % nylon, 23 % polyuretan, 5 % elastan, 5 % polyetylen
Strømpestørrelse	Large
Certifikater	OEKO-TEX. CE. MD.
OEKO-TEX licensnr.	96.0.1369/2 Hohenstein
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 40°C på skåneprogram og tørretumbles ved laveste temperatur.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	11 cm	3 cm	4026398745398



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.