



Varenummer 1000030977


Bandage, Circaid, knæ, beige, reduction kit, normal, standard, 30 cm

- ✓ Nem håndtering – nem på- og aftagning
- ✓ Justerbare størrelser, der tilpasses borgeren individuelle omfang.
- ✓ Breathe-O-Prene: åndbart materiale med højt arbejdstryk
- ✓ Circaid built in tensionsystem (BTS)
- ✓ Kan også anvendes til brug om natten
- ✓ Til moderat til svær lymfødem
- ✓ Optimeret remsystem for forbedret pasform, der undgår folder og forhindrer eventuelt vinduesødem.



Produktbeskrivelse

Denne kompressionsbandage er designet til kompressionsbehandling af ben ved venøse og lymfatiske lidelser. Produktet består af en serie af ikkeelastiske remme som overlapper i bandage



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Circaid
Sekundær farve	Beige
Features	Reduction kit, normal, standard, 30 cm
Ingredienser/sammensætning	89% nylon, 11% elastan
Målepunkter	Knæ
Certifikater	OEKO-TEX. CE. MD.
OEKO-TEX licensnr.	96.0.1369/2 Hohenstein
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 40°C på skåneprogram

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	26 cm	3 cm	4049772431090



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.