



Varenummer 1010002604

## Startsæt, Diatesse Xper



### Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af blodsukker med nøjagtighed og enkelt anvendelse. Et blodsukkerapparat bør kontrolleres med kontrolvæske regelmæssigt for at sikre, at målingerne er pålidelige. Generelle anbefalinger: • Ved første ibrugtagning af apparatet • Ved åbning af en ny beholder teststrimler • Hvis apparatet har været tabt eller udsat for slag • Hvis måleresultaterne ikke passer med patientens symptomer • Hvis der er mistanke om fejlmåling • Efter rengøring eller vedligeholdelse af apparatet Rutinemæssigt: • Typisk 1 gang om måneden i klinisk praksis • På hospitaler og i kommunal pleje ofte hver 7.-14. dag eller efter lokale instrukser/kvalitetsprogrammer Det er vigtigt altid at følge producentens anvisninger og eventuelle lokale retningslinjer, da intervaller kan variere fra apparat til apparat.

### Specifikationer

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktbetegnelse                | Startsæt                |
| Varemærke                        | Diatesse                |
| Vareserie                        | Xper                    |
| Certifikater                     | CE.                     |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | List B                  |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kl    | 30 stk     | 30 cm  | 35 cm  | 41 cm |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

