



Varenummer 1999904871

Bandage, superabsorberende, Curea P2 Active, 10x20cm, med aktivt kul, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Superabsorberende kulbandage
- ✓ Til let-kraftigt sekreterende, også ildelugtende sår
- ✓ Høj absorption og retention, egnet under kompression



Produktbeskrivelse

Curea P2 Active er en superabsorberende kulbandage. Måltrettet kroniske og akutte sår med let til kraftig sekretion, samt inficerede og ildelugtende sår. Unikt 3D sårkontaktag beskytter sårbunden, og nyt granulationsvæv sikrer atraumatisk og minimerer smerter ved bandagskift. Det aktive kullag sikrer kraftig reduktion af lugt og virker dekontaminerende.

Den superabsorberende midte med en hensigtsmæssig absorptionskapacitet binder store mængder eksudat, hvilket kan forlænge skifteintervallet. Dokumenteret binding af alle typer væske - herunder af høj viskositet og blod. Har en høj retensionsevne, også under tryk, og er derfor meget velegnet under kompression. Har en vertikal absorption, optimal væskefordeling og bevarer formen under brug, hvilket giver høj bærekraft og minimerer risiko for maceration af hudomgivelser. Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser, hvilket reducerer unødige bandageskift.

Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

Der må ikke klippes i bandagen. Kan ligge på såret i op til 7 dage. Fikses med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage og lign.) Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	P2 Active
Features	Med aktivt kul, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Perforeret PE-film, SAP, cellulose, lag af aktiveret kul, PP/PE film
Længde/dybde	10 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede sener, muskler eller knogler. Der må ikke klippes i bandagen.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.



Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	480 stk				
pk	10 stk	27.5 cm	14.5 cm	2.8 cm	4260223631801
stk	1 stk				

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt