

DA



Beskrivelse

SPYCRA Sil-Tape er et silikonebaseret blødt, ikke-irriterende tape, der er let at påføre og fjerne. Silikonegel-laget sikrer optimal fiksering og skånsom fjernelse. **SPYCRA Sil-Tape** er designet til fiksering af medicinsk udstyr såsom dræn, slanger, sonder, elektroder og lignende, samt til skånsom hudbeskyttelse.

Indikationer

SPYCRA Sil-Tape anvendes til fiksering af medicinsk udstyr såsom dræn, slanger, sonder, elektroder og lignende.

Brugsanvisning

1. Sørg for, at huden er ren og tør.
2. Riv eller skær den ønskede længde af.
3. Påfør **SPYCRA Sil-Tape** på huden.
4. Opbevar den ubrugte tape/rulle i original emballage på et tørt sted.



Advarsler

1. I varmt vejr eller i perioder med fysisk aktivitet, hvor sved kan forekomme, kan vedhæftningen af produktet nedsættes.
2. For at reducere symptomerne på ubehag og mindske kløe, anbefales det at rengøre området med vand og mild sæbe inden brug.
3. Undgå salver på det behandlede område, da de kan nedsætte produktets ydeevne.
4. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape** på åbne sår/skader.
5. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape** til fiksering af arteriekatetre og arteriekanyler.
6. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape**, hvis du tidligere har været allergisk over for silikone gel.

Sortiment

Varenummer	Størrelse
SPY SIL-253000	2,5 cm × 3,0 m / 1.0 in. x 118.1 in.
SPY SIL- 501500	5,0 cm × 1,5 m / 2.0 in. x 59.1 in.

Symboler anvendt på emballage

Symboler	Forklaring	Symboler	Forklaring
	Udløbsdato		Advarsel
	Batch kode		Må ikke genbruges
	Producent		Læs Brugsanvisning
	Produktions dato		Temperaturgrænser
	Medicinsk udstyr		CE mærket

Opbevaring og affaldshåndtering

1. **SPYCRA Sil-Tape** bør opbevares ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
2. Kasseres i henhold til lokale gældende retningslinjer.

Holdbarhed: 5 år efter produktionsdato.



DA



Beskrivelse

SPYCRA Sil-Tape er et silikonebaseret blødt, ikke-irriterende tape, der er let at påføre og fjerne. Silikonegel-laget sikrer optimal fiksering og skånsom fjernelse. **SPYCRA Sil-Tape** er designet til fiksering af medicinsk udstyr såsom dræn, slanger, sonder, elektroder og lignende, samt til skånsom hudbeskyttelse.

Indikationer

SPYCRA Sil-Tape anvendes til fiksering af medicinsk udstyr såsom dræn, slanger, sonder, elektroder og lignende.

Brugsanvisning

1. Sørg for, at huden er ren og tør.
2. Riv eller skær den ønskede længde af.
3. Påfør **SPYCRA Sil-Tape** på huden.
4. Opbevar den ubrugte tape/rulle i original emballage på et tørt sted.



Advarsler

1. I varmt vejr eller i perioder med fysisk aktivitet, hvor sved kan forekomme, kan vedhæftningen af produktet nedsættes.
2. For at reducere symptomerne på ubehag og mindske kløe, anbefales det at rengøre området med vand og mild sæbe inden brug.
3. Undgå salver på det behandlede område, da de kan nedsætte produktets ydeevne.
4. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape** på åbne sår/skader.
5. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape** til fiksering af arteriekatetre og arteriekanyler.
6. Anvend ikke **SPYCRA Sil-Tape**, hvis du tidligere har været allergisk over for silikone gel.

Sortiment

Varenummer	Størrelse
SPY SIL-253000	2,5 cm × 3,0 m / 1.0 in. x 118.1 in.
SPY SIL- 501500	5,0 cm × 1,5 m / 2.0 in. x 59.1 in.

Symboler anvendt på emballage

Symboler	Forklaring	Symboler	Forklaring
	Udløbsdato		Advarsel
	Batch kode		Må ikke genbruges
	Producent		Læs Brugsanvisning
	Produktions dato		Temperaturgrænser
	Medicinsk udstyr		CE mærket

Opbevaring og affaldshåndtering

1. **SPYCRA Sil-Tape** bør opbevares ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
2. Kasseres i henhold til lokale gældende retningslinjer.

Holdbarhed: 5 år efter produktionsdato.

