



Varenummer 1999915562



Underlag, ABENA Underpads Washable, 85x75cm, med flaps

- ✓ Vaskbart absorberende underlag
- ✓ Øget brugerkomfort
- ✓ OEKO-TEX certificeret
- ✓ Åndbart og væsketæt materiale
- ✓ Sikkerhed og tryghed døgnet rundt
- ✓ Blødt og behageligt materiale
- ✓ Kan vaskes minimum 100 gange



Produktbeskrivelse

ABENA Underpads Washable anvendes primært som beskyttende underlag til senge og madrasser, så brugeren til enhver tid kan føle sig tryk og sikker. Underlaget er lavet i et vaskbart materiale, som tåler vasketemperaturer på op til 95°C. Derfor er lagenet en både praktisk og diskret løsning til inkontinente brugere, som ønsker ekstra beskyttelse. Underlaget har et væsketæt barriere-lag, som forhindrer lækage. Samtidig er materialet åndbart og overfladen blød og behagelig, hvilket sikrer brugeren optimal komfort. Underlaget er designet med runde hjørner for at mindske slid i forbindelse med vask. ABENA Washable er tilgængelig i to specialversioner, med hhv. flaps eller håndtag. Vores underlag med flapper er særligt velegnet til aktive og urolige brugere, da sidestykkerne sikrer, at underlaget ikke flytter sig. Den anden version med håndtag i siderne er til gengæld yderst praktisk i de tilfælde, hvor der er behov for skiftende stillinger, da håndtagene gør det nemt at vende eller flytte brugeren i sengen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Underpads Washable
Sekundær farve	Lyseblå
Egenskaber	Med flaps
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld, polyester, rayon, TPU
Længde/dybde	85 cm
Bredde	75 cm
Absorptionsevne	2000 ml
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
OEKO-TEX licensnr.	SHHO 094484 TESTEX
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Sørg for, at underlaget er placeret på madrassen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud. Det anbefales, at produktet vaskes inden brug for at opnå optimal beskyttelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	36 stk	70.6 cm	32.4 cm	46.9 cm	5713571007129
stk	1 stk				5713571007112



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandards og lovgivning i Storbritannien.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Produktet har en meget blød overflade, der sikrer en behagelig pasform.



Væskesikker bagside for øget beskyttelse mod lækager.



Produktet er designet med flapper, som hjælper med at holde underlaget på plads, når brugeren bevæger sig.

