



Varenummer 1999917077

## Kateter, 2-vejs foley, Rüsch Brillant, tiemann, CH 24, 41cm, 10 ml, standard ballon, steril

- ✓ Sikker og nem at indsætte og udtage.  
Røntgentip og kontraststribе langs kateterskaft.  
Ventil til Luer/Luer-lock.



### Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Rüsch                                                                            |
| Vareserie                        | Brillant                                                                         |
| Spidstype                        | Tiemann                                                                          |
| Størrelse                        | CH 24                                                                            |
| Farve                            | Blå                                                                              |
| Features                         | Standard ballon, steril                                                          |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 41 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|-----|
| kll   | 50 pk      | 54 cm  | 27 cm  | 16.5 cm |     |
| pk    | 5 stk      | 50 cm  | 7.5 cm | 5 cm    |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.