

Varenummer 1999917265

## Kateter, 2-vejs foley, UnoQuip, nelaton, CH 20, 40cm, 10 ml, semi-integreret ballon, 1 stk., steril

- ✓ Er af silikone
- ✓ Kan være anlagt i op til 90 dage
- ✓ Er med en semi-integreret ballon
- ✓ Ballonen kan fyldes med en glycerinopløsning



### Produktbeskrivelse

UnoQuip 2-vejs foley kateter af silikone er velegnet til langtidsbrug - op til 90 dage. Findes med nelaton og tiemann spids, samt i forskellige forpackningsstørrelser.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                                                                                                    |
| Varemærke                        | UnoQuip                                                                                                                                                    |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                                                                                                    |
| Størrelse                        | CH 20                                                                                                                                                      |
| Farve                            | Gul                                                                                                                                                        |
| Features                         | Semi-integreret ballon, 1 stk., steril                                                                                                                     |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                                                                                                    |
| Materiale                        | Silikone                                                                                                                                                   |
| Længde/dybde                     | 40 cm                                                                                                                                                      |
| Effektiv længde                  | 34 cm                                                                                                                                                      |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                                                                                                      |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                                                                                                         |
| Certifikater                     | CE.                                                                                                                                                        |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                                                                                                 |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                                                                                                  |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                                                                                          |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.                                                                                                             |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                                                                           |

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN            |
|-------|------------|---------|--------|-------|----------------|
| kl    | 30 stk     | 52.5 cm | 23 cm  | 27 cm | 26936881153871 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt