



Varenummer 200501

## Kateter, 2-vejs foley, Aquaflate Glycerine, tiemann, CH 14, 41cm, 10 ml, standard ballon, steril

- ✓ Leveres inkl. glycerinsprøjte
- ✓ Liggetid op til 90 dage

### Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Aquaflate                                                                        |
| Vareserie                        | Glycerine                                                                        |
| Spidstype                        | Tiemann                                                                          |
| Størrelse                        | CH 14                                                                            |
| Farve                            | Grøn                                                                             |
| Features                         | Standard ballon, steril                                                          |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 41 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal seneste skiftes efter 90 dage.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kl    | 50 stk     | 53.5 cm | 27.8 cm | 16.8 cm | 44026704324024 |
| pk    | 5 stk      | 30.5 cm | 5 cm    | 7.5 cm  | 4026704324026  |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.