



Varenummer 200510

## Kateter, 2-vejs foley, Rüsch Gold, tiemann, CH 12, 40cm, 10 ml, standard ballon, steril

✓ Til korttidsbrug under 3 uger, herefter skiftes til 100% silikonekateter



### Produktbeskrivelse

Ballonkateter bestående af en blanding af latex og silikone, hvilket gør at katetret kan ligge i længere tid end et 100 % latex kateter.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Rüsch                                                                            |
| Vareserie                        | Gold                                                                             |
| Spidstype                        | Tiemann                                                                          |
| Størrelse                        | CH 12                                                                            |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Standard ballon, steril                                                          |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Latex, silikone                                                                  |
| Længde/dybde                     | 40 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Anvendes til blæredrænage. Ballonen fyldes med sterilt vand, der efterses ugentligt. Til korttidsbrug under 3 uger, herefter skiftes til 100% silikonekateter.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| kll   | 420 stk    | 50.8 cm | 15.2 cm | 105 cm |     |
| pk    | 10 stk     | 50.8 cm | 7.6 cm  | 5 cm   |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt