

# Produktdatablad

## FloCath HydroGel

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn RÜSCH Teleflex Medical  
Adresse Willy Rüscher Strasse 71385 Kernen  
Land Tyskland  
Website: [www.ruesch.de](http://www.ruesch.de)

#### 1.2. Forhandler:

Navn Oriola A/S  
Adresse Hørsvinget 5-7 2630 Taastrup  
Tlf. nr. 4690 1400  
Fax nr. 4690 1405  
E-mail: [christian.asferg@oriola.com](mailto:christian.asferg@oriola.com)  
Website: [www.oriola.com](http://www.oriola.com)

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: EN ISO 9001/7.94  
EN 46001/10,93

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Rüsch Teleflex Medical

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

|                             |                                            |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Pap: <input type="text"/>   | Papir: <input checked="" type="checkbox"/> | Glas: <input type="text"/>      |
| Metal: <input type="text"/> | Latex: <input type="text"/>                | Bomuld: <input type="text"/>    |
| Andet: <u>Silicone</u>      |                                            | Økologisk: <input type="text"/> |

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: pp PVC: ☒  
Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

#### 4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIa

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☐

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:

Forhandler:

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Stuestemperatur, tørt og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Produkt            | x           |        |               |                     |
| Enkeltemballage    | x           |        |               |                     |
| Inderemballage     | x           |        |               |                     |
| Transportemballage | x           |        |               |                     |

## FloCath HydroGel

### Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse                           | Størrelse | Forpaknings enhed | Antal forpagn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 851131            | 85113106           |                    | FloCath HydroGel, barn, 30 cm.        | 6         | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851131            | 85113108           |                    | FloCath HydroGel, barn, 30 cm.        | 8         | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851131            | 85113110           |                    | FloCath HydroGel, barn, 30 cm.        | 10        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851121            | 85112108           |                    | FloCath HydroGel, kvinde, 20 cm.      | 8         | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851121            | 85112110           |                    | FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm. | 10        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851121            | 85112112           |                    | FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm. | 12        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851121            | 85112114           |                    | FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm. | 14        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851121            | 85112116           |                    | FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm. | 16        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851143            | 85114310           |                    | FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.      | 10        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851143            | 85114312           |                    | FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.      | 12        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851143            | 85114314           |                    | FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.      | 14        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851143            | 85114316           |                    | FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.      | 16        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851143            | 85114318           |                    | FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.      | 18        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114108           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 8         | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114110           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 10        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114112           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 12        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114114           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 14        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114116           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 16        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114118           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 18        | 30                | 300                           | 15                       | *      |
| 851141            | 85114120           |                    | FloCath HydroGel, mand, 40 cm.        | 20        | 30                | 300                           | 15                       | *      |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*