

Produktdatablad

FloCath HydroGel

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn RÜSCH Teleflex Medical
Adresse Willy Rüscher Strasse 71385 Kernen
Land Tyskland
Website: www.ruesch.de

1.2. Forhandler:

Navn Oriola A/S
Adresse Hørsvinget 5-7 2630 Taastrup
Tlf. nr. 4690 1400
Fax nr. 4690 1405
E-mail: christian.asferg@oriola.com
Website: www.oriola.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: EN ISO 9001/7.94
EN 46001/10,93

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Rüsch Teleflex Medical

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	Papir: ☒	Glas:
Metal:	Latex:	Bomuld:
Andet: <u>Silicone</u>		Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: pp PVC: ☒
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIa

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☐

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Stuestemperatur, tørt og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x			
Inderemballage	x			
Transportemballage	x			

FloCath HydroGel

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
851131	85113106		FloCath HydroGel, barn, 30 cm.	6	30	300	15	*
851131	85113108		FloCath HydroGel, barn, 30 cm.	8	30	300	15	*
851131	85113110		FloCath HydroGel, barn, 30 cm.	10	30	300	15	*
851121	85112108		FloCath HydroGel, kvinde, 20 cm.	8	30	300	15	*
851121	85112110		FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm.	10	30	300	15	*
851121	85112112		FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm.	12	30	300	15	*
851121	85112114		FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm.	14	30	300	15	*
851121	85112116		FloCath Quick HydroGel, kvinde 20 cm.	16	30	300	15	*
851143	85114310		FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.	10	30	300	15	*
851143	85114312		FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.	12	30	300	15	*
851143	85114314		FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.	14	30	300	15	*
851143	85114316		FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.	16	30	300	15	*
851143	85114318		FloCath HydroGel, Tiemann 40 cm.	18	30	300	15	*
851141	85114108		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	8	30	300	15	*
851141	85114110		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	10	30	300	15	*
851141	85114112		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	12	30	300	15	*
851141	85114114		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	14	30	300	15	*
851141	85114116		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	16	30	300	15	*
851141	85114118		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	18	30	300	15	*
851141	85114120		FloCath HydroGel, mand, 40 cm.	20	30	300	15	*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *