

Produktdatablad

FloCath Quick

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn RÜSCH Teleflex Medical
Adresse Willy Rüsche Strasse 71385 Kernen
Land Tyskland
Website: www.ruesch.de

1.2. Forhandler:

Navn Oriola A/S
Adresse Sandvadsvej 17B 4600 Køge
Tlf. nr. 4690 1400
Fax nr. 4690 1405
E-mail: christian.asferg@oriola.com
Website: www.oriola.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: EN ISO 9001/7.94
EN 46001/10.93

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Rüsche Teleflex Medical

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. oplysninger" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:		Papir:	☒	Glas:	
Metal:		Latex:		Bomuld:	
Andet:	<u>PVC</u>			Økologisk:	

3.2. Plast:

Plast-typer: DINP (Diisononyl) DOA (Di-octyladipat)

PVC: ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIa

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☐

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Stuestemperatur, tørt og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x			
Inderemballage	x		x	
Transportemballage	x		x	

FloCath Quick

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
851221	85122108		FloCath Quick, kvinde 20 cm.	8	30	300	15	*
851221	85122110		FloCath Quick, kvinde 20 cm.	10	30	300	15	*
851221	85122112		FloCath Quick, kvinde 20 cm.	12	30	300	15	*
851221	85122114		FloCath Quick, kvinde 20 cm.	14	30	300	15	*
851221	85122116		FloCath Quick, kvinde 20 cm.	16	30	300	15	*
851241	85124108		FloCath Quick, mand 40 cm.	8	30	300	15	*
851241	85124110		FloCath Quick, mand 40 cm.	10	30	300	15	*
851241	85124112		FloCath Quick, mand 40 cm.	12	30	300	15	*
851241	85124114		FloCath Quick, mand 40 cm.	14	30	300	15	*
851241	85124116		FloCath Quick, mand 40 cm.	16	30	300	15	*
851241	85124118		FloCath Quick, mand 40 cm.	18	30	300	15	*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *