



Varenummer 220042

Bandage, superabsorberende, Biatain Super, 15x15cm, med klæbekant, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kraftigt absorberende hydrokapillær bandage
- ✓ Hydrokolloid kant og ikke-klæbende sårkontaktlag
- ✓ Til væskende sår som ben-, tryk- og diabetiske fodsår
- ✓ Kan bruges med kompressionsbehandling



Produktbeskrivelse

Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår.

Bandagen har blødt hydrokolloid klæbekant, men et ikke-klæbende sårkontaktlag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling.

Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationssår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling.

Kan ikke klippes i.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Super
Features	Med klæbekant, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Sodium PAe, CMC, PE
Længde/dybde	15 cm
Bredde	15 cm
Størrelse på sårpude	10 x 10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	71 cm	23.5 cm	17 cm	5701780829830
pk	10 stk	23 cm	23 cm	4 cm	5701780829823
stk	1 stk				5701780845427



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt