



Varenummer 220049

Bandage, superabsorberende, Biatain Super, 20x12cm, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kraftigt absorberende hydrokapillær bandage
- ✓ Ikke-klæbende sårkontaktlag og fugtigt sårmiljø
- ✓ Til væskende sår (fx ben-, tryk- og diabetiske fodsår)
- ✓ Kan bruges med kompression og kræver sekundær fiksering



Produktbeskrivelse

Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår.

Bandagen har et ikke-klæbende sårkontaktlag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling.

Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationsår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling.

Kan ikke klippes i. Skal fikseres med sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Super
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Sodium PAe, CMC, PE
Længde/dybde	20 cm
Bredde	12 cm
Størrelse på sårpude	8 x 16 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	160 stk	59 cm	40 cm	18 cm	
pk	10 stk	29 cm	19 cm	4 cm	
stk	1 stk				5701780988162



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt