



Varenummer 220650

Filmforbinding, Tegaderm + Pad, 7x5cm, med sårpude, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fremragende klæbeevne
- ✓ Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- ✓ Risiko for maceration nedsættes
- ✓ Pude hæfter ikke i såret
- ✓ Bakterie-, virus- og væsketæt



Produktbeskrivelse

3M™ Tegaderm™ +Pad filmforbinding med absorberende sårpude er en praktisk og steril alt-i-en-forbinding. Den absorberende sårpude er vandtæt og har virus- og bakteriebarriere. Sammen med en gennemsigtig filmforbinding sikrer der en normal sårheling med færre smerter og traumer.

Anvendes til postoperativ bandage ved små operationer og ved let til moderat væskende sår.

Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	+ Pad
Features	Med sårpude, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, acrylatklæber, rayonfibre lamineret med en mikroporøs PE film
Længde/dybde	7 cm
Bredde	5 cm
Størrelse på sårpude	2,5 x 4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	200 stk	23.8 cm	16.5 cm	14.2 cm	4064035099992
pk	50 stk	15.4 cm	10.9 cm	6.4 cm	4064035099985
stk	1 stk				4064035099978



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt