

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M Health Care

# 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive



# 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

## 4-lags skumforbinding med kraftig absorption og høj fordampningsevne

### Patenteret edderkoppe-rammesystem

- Giver mulighed for en nem applicering med 1 hånd

### Væskekontrollag

Giver hurtig fordampning af overskydende væske fra forbindingen, hvilket reducerer skiftefrekvensen

- Fordeler væske
- Opbeholder væskebalancen
- Opbeholder et fugtigt sår miljø

### Blødt, absorberende skumlag

Absorberer hurtigt den overskydende væske væk fra såret og den omkringliggende hud

- Beskytter såret
- Formbar og ikke-klæbende
- Blød og komfortabel

### Blødt og fleksibelt rygmateriale

Sikrer at forbindingen forbliver sikkert og behageligt på plads

- Høj permeabilitet sikrer høj fordampningsevne
- Minimerer kantrulning og lækage
- Vandtæt barriere beskytter mod kontamination og udefra kommende væsker, virus og bakterier

### Ekstra absorberende lag

Absorberer og holder væsken væk fra såret, hvilket reducerer risikoen for maceration

- Effektiv væskehåndterings- og retentionsevne

### Anvendelse

- Det patenterede edderkoppe-rammesystem gør det let at applicere med én hånd
- Unikt design giver en præcis placering
- Forbindingen former sig til steder, som er svære at applicere, uden at klippe i forbindingen
- Kan sidde på i 7 dage

### Absorption

- Effektiv væskehåndtering, reducerer risikoen for udtørring af såret og maceration
- Klæberens teknologi sikrer god hæftning på både fugtig og tør hud
- Vandtæt barriere beskytter mod væsker, bakterier og virus
- Sikrer såret optimal helingsmiljø

### Komfort

- Optimalt helingsmiljø sikrer høj komfort for patienten
- Behageligt rygmateriale giver fri bevægelse uden at belaste huden
- Skånsom og korrekt fjernelse forebygger hudtraume
- Blød, ikke-klæbende skumpude dækker såret og giver øget komfort
- Tynd og blød - selv med 4-lag

### Fordele

- Vandtæt barriere tillader patienten at bade
- Rygmaterialet minimerer kantrulning og forebygger friktion
- Kan anvendes under kompression

## TEGADERM™ FOAM ADHESIVE

3M Tegaderm™ Foam Adhesive Dressing, er en 4-lags sårforbinding med kraftig absorption og høj fordampningsevne en behagelig polyurethan skumpude. De 4 lag af non-woven materiale sikrer åndbarheden i forbindingen. Disse lag håndterer overskydende fugt i tilstrækkelig grad ved såvel svage som kraftig væskende sår.

Forbindingen har en transparent barrierefilm. Filmen er semipermeabel, hvilket forebygger lækage og samtidig virker som en barriere mod kontaminering udefra. Forbindingen bibeholder et fugtigt sår miljø, som fremmer sårhelingen.



| 3M varenr.      | Størrelse      | Stk/æske | Æske/karton | Farve     |
|-----------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 90610 firkantet | 8,8 × 8,8 cm   | 1        | 4           | Hvid skum |
| 90611 oval      | 10 × 11 cm     | 10       | 4           | Hvid skum |
| 90612 firkantet | 14,3 × 14,3 cm | 10       | 4           | Hvid skum |
| 90613 oval      | 14,3 × 15,6 cm | 5        | 6           | Hvid skum |
| 90614 oval      | 6,9 × 7,6 cm   | 10       | 10          | Hvid skum |
| 90616 oval      | 19,0 × 22,2 cm | 5        | 3           | Hvid skum |
| 90619 rund      | 14 Ø           | 5        | 4           | Hvid skum |



3M a/s  
Health Care  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S  
Tlf. +45 43 48 01 00  
www.3mhealthcare.dk

3M og Tegaderm er registrerede varemærker af  
3M Genbrug venligst. Trykt i Danmark  
© 3M 2016. Alle rettigheder forbeholdes.  
BR530053-1DK151009