



Varenummer 221580

Bandage, hydrobalance, Suprasorb X, 5x5cm, kompres, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kan både optage og afgive fugtighed
- ✓ Enkel at håndtere
- ✓ Bredt indikationsområde
- ✓ Let at tilpasse til sårets form og dybde



Produktbeskrivelse

Suprasorb X sårforbinding regulerer fugtigheden efter behov. Anvendes til tørre og svagt til moderat væskende sår, hvor man ønsker en bandage, der både er i stand til at absorbere og afgive fugt til såret. Et tørt sår vil få tilført fugt og i et fugtigt sår, vil bandagen absorbere eksudatet. Giver samtidig en kølende og smertestillende effekt. Det kan opleves ved bandageskift, at huden omkring såret ser macereret ud, men dette er naturligt og skal blot fjernes, og huden er hel nedenunder.

Fikseres med sekundær bandage, hvorved udtørring af bandagens også undgås.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	X
Features	Kompres, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Cellulose, vand, klorhexidin glukonat
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	13.5 cm	4.7 cm	1.5 cm	4021447931326
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt