



Varenummer 221586

Bandage, oprensende, Suprasorb X+PHMB, 20x14cm, kompres, steril, engangs

- ✓ Regulerer fugtigheden efter behov
- ✓ Kan både optage og afgive fugtighed
- ✓ Enkel at håndtere
- ✓ Bredt indikationsområde
- ✓ Let at tilpasse til sårets form og dybde
- ✓ Fås som kompres og tamponade



Produktbeskrivelse

Anvendes til tørre og svagt til moderat væskende kritisk koloniserede eller inficerede sår, hvor man ønsker en bandage, der både er i stand til at absorbere og afgive fugt til såret. Et tørt sår vil få tilført fugt, og i et fugtigt sår vil bandagen absorbere eksudatet. Giver samtidig en kølende og smertestillende effekt. Det kan opleves ved bandageskift, at huden omkring såret ser macereret ud, men dette er naturligt og skal blot fjernes og huden er hel nedenunder. Skal fikseres så udtørring af bandagen undgås. Kan anvendes i op til 7 dage som beskyttelse mod kimkolonisering og opformering.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	X+PHMB
Features	Kompres, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Cellulose, vand, polyhexamethylenbiguanid (PHMB)
Længde/dybde	20 cm
Bredde	14 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	19.4 cm	28.2 cm	1.5 cm	4021447924823
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE