




Varenummer 221588

## Kulbandage, Vliwaktiv AG, 10x10cm, stærkt absorberende, steril, engangs

- ✓ Stærkt absorberende kompres
- ✓ Til overfladiske, meget væskende sår
- ✓ Indeholder sølv og aktivt kul
- ✓ Reducerer lugt og binder bakterier



### Produktbeskrivelse

Vliwaktiv AG er et stærkt absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret. Vliwaktiv AG stærk absorberende kompres er specielt velegnet til overfladiske meget væskende sår. Det antimikrobielle sølv i kombination med det aktive kul fjerner lugt fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen. Anbring bandagen med den mørke side ned mod såret. Skal overlappe sårkanten med 2-3 cm. Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kulbandage                                                                       |
| Varemærke                        | Vliwaktiv                                                                        |
| Vareserie                        | AG                                                                               |
| Features                         | Stærkt absorberende, steril                                                      |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Nonwoven, aktivt kul, sølv, cellulose                                            |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 150 stk    | 42.5 cm | 35 cm   | 23.2 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 20.5 cm | 15.7 cm | 5.8 cm  | 4021447309361 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 4021447309347 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE