




Varenummer 222136

Bandage, hydrofob, Sorbact Foam Dressing, 10x10cm, grøn, skumbandage, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact Foam Dressing reducerer den mikrobielle belastning i moderat væskende sår. Sorbact Foam Dressing er en steril bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag kombineret med polyuretanskum med en semipermeabel bagside. Sorbact Foam Dressing absorberer og tilbageholder sårveske, og reducerer derved risikoen for maceration og skaber et fugtigt sårmiljø. Den semipermeable film på bagsiden lader væske fordampe.

Fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Foam Dressing
Farve	Grøn
Features	Skumbandage, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Acetatvæv, fedtsyreester, PUR-skum, PUR
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 pk	39 cm	25 cm	16 cm	7392130800364
pk	10 stk	18.2 cm	15 cm	6 cm	7392130983104



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt