



Varenummer 222232

## Kateter, 2-vejs foley, Aquaflate Glycerine, nelaton, CH 20, 23cm, 10 ml, female, standard ballon, steril

- ✓ Leveres inkl. glycerinsprøjte
- ✓ Liggetid op til 90 dage



### Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Aquaflate                                                                        |
| Vareserie                        | Glycerine                                                                        |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 20                                                                            |
| Farve                            | Gul                                                                              |
| Features                         | Female, standard ballon, steril                                                  |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 23 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal seneste skiftes efter 90 dage.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|-------|----------------|
| pk    | 5 stk      | 51 cm  | 7.8 cm | 5 cm  | 24026704320749 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.