

Varenummer 225327

## Kateter, 2-vejs foley, Folsil LT, nelaton, CH 10, 34cm, 3 ml, pædiatrisk, standard ballon, steril



- ✓ Godkendt til glycerinopløsning.
- ✓ Kan ligge op til 90 dage.



### Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Godkendt til glycerinopløsning



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Folsil                                                                           |
| Vareserie                        | LT                                                                               |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 10                                                                            |
| Farve                            | Sort                                                                             |
| Features                         | Pædiatrisk, standard ballon, steril                                              |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 34 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 3 ml                                                                             |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med steril glycerinopløsning. Kan ligge op til 90 dage.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| pk    | 5 stk      | 55.3 cm | 9.2 cm | 4.2 cm | 3600040132623 |
| stk   | 1 stk      |         |        |        |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.