

Produktdatablad

BD Eclipse™

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn BD Medical Surgical Systems
 Adresse 1 Becton Drive
 Land Franklin Lakes, NJ 07417-1880 USA
 Website: www.bd.com

1.2. Forhandler:

Navn BectonDickinson A/S
 Adresse Park Alle 290
 Tlf. nr. +45 43434566
 Fax nr. +45 43434166
 E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com
 Website: www.bd.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9000, 13485

Forhandler: ISO 9000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn BD Eclipse™

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	Papir:	Glas:
Metal: x	Latex:	Bomuld:
Andet: <u>Epoxy resin, medicinsk silikone olie, rustfrit stål</u>		Økologisk:

3.2. Plast:

Plast typer: Polypropylen, syntetisk isopren

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ Polyetylen og polyamid

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: Ila

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☒ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: ISO 14001

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år, 2 år for separatpakkede kanyler

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur, og bør ikke udsættes for direkte sollys eller fugt.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x			
Inderemballage	x			
Transportemballage			x	

10. Yderligere oplysninger

Sterilisationsmetode Etylenoxid

Hvilke informationer der findes på forpakningen:

Indre forpakning Produktnavn, latexfri, steriliseringsmetode, CE-mærke, LOT nummer, holbarhedsdato og producent.

Ydre forpakning Produkt nummer, produktnavn, latexfri, steriliseringsmetode, engangsmærke, CE-mærke, LOT nummer, udløbsdato og producent.
Hvorledes man forholder sig til beskadigede produkter og bortskaffer brugte produkter.