



Varenummer 230301

## Skumbandage, Aquacel Foam, 10x10cm, m/ fiberkontaktlag, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Enkel at anvende
- ✓ Ekstra blød og fleksibel
- ✓ Binder og retinerer væske og bakterier - også under kompression
- ✓ Bevarer sårkanterne intakte, forhindrer maceration



### Produktbeskrivelse

Aquacel Foam er en blød og fleksibel skumbandage med silikoneklæbekant og hydrofiberkontaktlag til behandling af overfladiske væskende sår. Bandagen absorberer hurtigt væske og omdanner den til en sammenhængende gel, som binder sårvæsken, også under kompression. Med Aquacel Foam Border kan såret let tilses, og bandages lægges på plads efterfølgende uden at skade huden. Anvendes til bl.a. tryksår, bensår, diabetiske fodsår, kirurgiske sår og "skin tears". Bandagen kan sidde på i op til 7 dage eller skiftes, når det skønnes klinisk indiceret.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Skumbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Aquacel                                                                          |
| Vareserie                        | Foam                                                                             |
| Features                         | M/fiberkontaktlag, u/klæb, latexfri, steril                                      |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, PUR-skum, natriumcarboxymethylcellulose                                     |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | ETO                                                                              |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kl    | 180 stk    | 56.3 cm | 40 cm   | 17.5 cm | 10768455123350 |
| pk    | 10 stk     | 18.5 cm | 15.4 cm | 6 cm    | 768455123353   |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er steril

