



Varenummer 232630

Urinstix, Ketostix



Produktbeskrivelse

KETOSTIX® teststrimler kan måle koncentrationen af ketonstoffer i urinen. Små mængder ketoner i kroppen er normalt ikke skadelige. Har du moderate eller store mængder ketoner i kroppen, skal du være opmærksom, da ketoacidose kan udvikle sig, hvilket kan føre til diabetisk koma.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Ketostix
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse C
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Tørremidlet må ikke fjernes fra flasken. Låget skal altid skrues på igen efter brug. Ved indtagelse drik 2 glas vand eller mælk (ca. 250 ml pr. glas) for at fortynde. Søg læge for yderligere behandling.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	4.4 cm	4.4 cm	10.6 cm	5016003288005
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.