

For at udføre en funktionskontrol af det komplette HemoCue® Glucose-system (instrument, kuvetter og bruger) bør en kontrol-opløsning anvendes. GlucoTrol-NG er en glukosekontrol med fastsat værdi beregnet til brug ved verificering af præcision og nøjagtighed af systemet. Kontrolmaterialet er tilgængeligt i fem fysiologisk relevante niveauer.

Materiale: Oprensat bovint plasma tilsat glucose.

Holdbarhed: Ikke anbrudt: 12 mdr. fra produktionsdato i køleskab. Anbrudt: 30 dage i køleskab.

Pakning: 2 x 1,0 mL i dråbeflasker.

Niveauer:	Level 1	~ 2,5 mmol/L	(~ 45 mg/dL)
	Level 2	~ 6,0 mmol/L	(~ 108 mg/dL)
	Level 3	~ 10,0 mmol/L	(~ 180 mg/dL)
	Level 4	~ 17,5 mmol/L	(~ 315 mg/dL)
	Level 5*	~ 23,3 mmol/L	(~ 420 mg/dL)

*EuroTrol GlucoTrol-NG Level 5 kan kun anvendes til HemoCue Glucose 201 RT og HemoCue Monitor, da disse systemer har udvidet måleområde.

Bemærk! Niveauet er baseret på et HemoCue Glucose 201 system (fuldblod).

