



Varenummer 254122



Underlag, ABENA Abri-Soft Superdry, 75x60cm

- ✓ Absorberende kerne af fluff og SAP
- ✓ Blød og glat nonwoven overflade
- ✓ Diamantformet prægning for hurtig absorption af væske
- ✓ Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser og versioner med tape eller sidestykker



Produktbeskrivelse

ABENA Abri-Soft Superdry anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole, så brugeren kan føle sig tryk i enhver situation. Engangsunderlaget er primært tiltænkt ikke-sterile procedurer som sårpleje og blødprøvetagning, men kan med fordel anvendes som beskyttende underlag ved inkontinensproblemer. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage samt en diamantformet prægning, som sikrer hurtig absorbering. Odor-systemet minimerer ubehagelige lugte. Overfladen er dækket af et blødt non-woven materiale, som giver brugeren optimal komfort. Ud over at underlaget hjælper til at skabe ro og tryk, når man sidder eller ligger ned, er det også med til at mindske risikoen for kontaminering og øge hygiejnen. ABENA Abri-Soft Superdry har en let til moderat absorberingsevne og er tilgængelig i mange størrelser, så du er sikker på at finde lige præcis den løsning, der matcher dit behov. Der findes to versioner: én med sidestykker og én med tape. Begge modeller er særligt velegnet til aktive og urolige brugere, idet de sikrer, at underlaget ikke flytter sig.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Soft Superdry
Sekundær farve	Lyseblå
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, fluff, nonwoven, SAP
Længde/dybde	75 cm
Bredde	60 cm
Vægt, netto	51 g
Absorptionsevne	1200 ml
Certifikater	CE. FSC Mix. Svanemærket. OEKO-TEX. MD. UKCA.
OEKO-TEX licensnr.	CQ 1316/1 IFTH
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	49.9 cm	40.9 cm	34.5 cm	5703538923999
pk	30 stk	32 cm	20 cm	23 cm	5703538923982



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. FSC® Mix betyder, at produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandards og lovgivning i Storbritannien.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Superabsorberende polyacrylat er et råmateriale, der kan opsuge og fastholde store mængder væske ved at danne en gel.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet har en meget blød overflade, der sikrer en behagelig pasform.



Væskesikker bagside for øget beskyttelse mod lækager.



Diamantmønstret maksimerer
sugeevnen ved at fordele væsken
gennem kanalerne i underlaget.

