



Varenummer 1000004415

Overgangsadapter, Medicina, ENFit, fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte, steril

✓ Overgangsadapter fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt



Produktbeskrivelse

Overgangsadapter fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Overgangsadapter
Varemærke	Medicina
Features	ENFit, fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler, eller hvis muligt i dit område ved industriel kompostering.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	29 cm	17 cm	25 cm	25060278508843
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE