

PRODUKTINFORMATION TILBEHØR TIL TRACHEOSTOMIKANYLE



BIVONA® INDERKANYLE

- Meget flexibelt materiale som minimerer risikoen for sekret stagnation
- Grå trækning for udtagning og isætning
- Tydelig markering af størrelse på kanyle
- Produceret i e-PFTE
- Rengøres med Bivona® rengøringswab
- Inderkanyle til Bivona® modeller 6701 (TTS cuff), 60A1 (uden cuff) og 7501 (Aire-cuf®)
- Kan anvendes flere gange hvis rengøringsinstruktionerne følges
- Findes i 5 forskellige størrelser

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Varenr.	Pakkestr/stk
Bivona® inderkanyle	7,0	BRCA70	10
Bivona® inderkanyle	7,5	BRCA75	10
Bivona® inderkanyle	8,0	BRCA80	10
Bivona® inderkanyle	8,5	BRCA85	10
Bivona® inderkanyle	9,0	BRCA90	10
Bivona® inderkanyle	7,0	BRC270	2
Bivona® inderkanyle	7,5	BRC275	2
Bivona® inderkanyle	8,0	BRC280	2
Bivona® inderkanyle	8,5	BRC285	2
Bivona® inderkanyle	9,0	BRC290	2
Rengøringswab	*	BICSWB	20

Smiths Medical Danmark ApS

Ørestads Boulevard 73, 2300 København S

Tlf. 702 720 90

Fax. 702 720 98

info.danmark@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com