




Varenummer 1000025702

Kateter, 2-vejs foley, Care Flow, nelaton, CH 16, 40cm, 30 ml, standard ballon, silikone belagt

- ✓ Glycerin kan anvendes til ballonen.
Latex kateter.

**Produktbeskrivelse**

Anvendes til blæredrænage. Latex kateter med silikone belægning. Standard ballon som er godkendt til glycerin. Skal senest skiftes efter 30 dage.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Kateter
Varemærke	Care Flow
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 16
Features	Standard ballon, silikone belagt
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	30 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 30 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	50 cm	8.6 cm	4 cm	19555942810029
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til
engangsbrug.

