

Varenummer 1000030784

## Sårkontaktlag, Actilite, 5x5cm, beige, med 99% Manuka honning, u/klæb, steril

- ✓ Antibakterielt
- ✓ Anti-inflammatorisk
- ✓ Mindsker lugtgener
- ✓ Osmotisk effekt
- ✓ Bibeholder et fugtigt sårhelingsmiljø



### Produktbeskrivelse

Actilite sårkontaktlag (viskosenet) er tilsat 99% ren Manukahonning og olie fra Manukaplanten. Manukahonning har en kendt antibakteriel og helende virkning. Den osmotiske effekt medvirker til fugtig sårheling og oprensning. Mindsker lugtgener. Anvendes til overfladiske sår, for at reducere bakteriel vækst, samt ved negativ trykbehandling (NPWT). Kan klippes i. Er produktet koldt, kan det opvarmes til stuetemperatur før brug. Kan anvendes i op til 7 dage. Kræver fiksering med en sekundær bandage.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sårkontaktlag                                                                    |
| Varemærke                        | Actilite                                                                         |
| Sekundær farve                   | Beige                                                                            |
| Features                         | Med 99% Manuka honning, u/klæb, steril                                           |
| Længde/dybde                     | 5 cm                                                                             |
| Bredde                           | 5 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 36 måneder fra produktionsdato                                                   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kl    | 400 stk    | 23 cm   | 33 cm  | 30.5 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 12.5 cm | 16 cm  | 2.2 cm  | 5060031478433 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

