

# Kateterisationssæt

## Deluxe nitril



Anvendes til anlæggelse af ballonkateter.

### Indeholder:

- 1 stk. afdækning 50x60 cm.
- 1 stk. afdækning 50x60 cm, foldet.
- 2 par nitril handsker, pudderfri medium, med ombuk.
- 1 stk. nyreskål pap.
- 1 stk. plastskål 150 ml.
- 5 stk. gazeugler 30 mm.
- 1 stk. pincet plast 11 cm.
- 1 stk. 20 ml sprøjte tom – bruges til at tømme det eksisterende kateters ballon for væske.
- 1 stk. 30 ml sprøjte med 0,9% natriumklorid – bruges til afvaskning af intimområdet.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med katetersmøremiddel (grøn) – bruges til at gøre det nye kateter glat før indføring.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med 10 % glycerinopløsning (transparent) – bruges til opfyldning af kateterballon.
- 1 stk. 10 ml sprøjte med sterilt vand (blå) – bruges til opfyldning af kateterballon.

Til opfyldning af kateterballon bruges enten glycerinopløsning eller sterilt vand.

**Bemærk!** Sterilitet garanteres ved ubrudt forpakning. Opbevares tørt og ikke tæt ved varmekilder. Anvendes af uddannet personale.

| Varenr.    | Produkt                           | Antal / æske          |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1010001348 | Kateterisationssæt, deluxe nitril | 20 stk<br>sdl/ 2.9.19 |