

Algivon

Alginatbandage imprægneret med medicinsk manukahonning



Produktinformation

Algivon er en blød alginatforbinding imprægneret med 100 % medicinsk manukahonning. Alginatfibrene muliggør en forlænget virkning og en langsommere frigivelse af honningen. Produktet er særligt velegnet til kaviteter samt til debridering og oprensning af nekrotiske og kontaminerede sår. Det skaber et fugtigt sårhelingsmiljø, reducerer dårlig lugt (odør) og giver samtidig en antibakteriel effekt.

Indikationer

Kan anvendes til alle typer af sår

- Tryksår
- Bensår
- Diabetessår
- Operationssår
- Nekrotiske sår
- Forbrændinger, type 1 og 2
- Inficerede sår
- Transplantations- og donorsteder

Brugsanvisning

- Sørg for, at såret er rengjort
- Tør forsigtigt huden omkring såret
- Tag forbindingen ud af emballagen
- Placer forbindingen direkte på såroverfladen (begge sider kan anvendes)
- Kan placeres side om side på større sårområder eller klippes til i den ønskede størrelse.
- Dæk med en passende sekundærforbinding
- Opbevares ved stuetemperatur

Forbindingsskift

Afhængigt af sårsekretionen kan Algivon blive liggende på såret i op til 7 dage. Algivon bliver gradvist mindre effektiv, efterhånden som honningen fortyndes af sårsekretet. For at opretholde en optimal effekt anbefales det at skifte forbindingen, når dens farve ændrer sig væsentligt.

Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage

Materiale: Alginatfibre og 100 % medicinsk manukahonning



Bestillingsinformation

Art.nr/MF artnr	Betegnelse	Størrelse	Stk pr. pakke	Pakker pr. karton	Klasse
CR3831/MF1000004	Algivon	5x5cm	5	30	MD IIb, steril
CR3659/MF1000005	Algivon	10x10cm	5	30	MD IIb, steril