

Cuticell®



CUTICELL® CLASSIC

Beskyttende paraffingaze



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

CUTICELL® CLASSIC


PARAFFINIMPRÆGNERET SÅRKONTAKTLAG

Cuticell® Classic er et sårkontaktlag med lav klæbeevne fremstillet af bomulds-gaze med en åben vævning og imprægneret med blød paraffin. Paraffinen gør det let at skifte forbindelse og understøtter et fugtigt sårmiljø.

Særlige egenskaber



- Imprægneret med blød paraffin
 - Sikrer en lav klæbeevne og bidrager til et fugtigt sårmiljø, som understøtter sårhelingen.



- Bomuldsgaze med forstærket vævning
 - Giver øget stabilitet, når forbindelsen klippes til. Trevler ikke.



- Gennemtrængelig for luft og eksudat
 - Eksudatet kan frit trænge ud i en absorberende sekundær forbindelse. Forhindrer okklusion.

Fordele

- Lav klæbeevne og lindrende virkning
- Gør det let at skifte forbindelse
- Understøtter et fugtigt sårmiljø
- Gennemtrængelig for luft og eksudat
- Fås også i en praktisk dispenseræske, som gør brugen mere økonomisk

Indikationer

Til væskende sår såsom:

- Første- og andengradsforbrændinger
- Flænger og hudafskrabninger
- Bensår
- Donor- og transplantatsteder for delhudstransplantationer

PRODUKTSORTIMENT

Sterile, individuelt pakkede

Ref nr	Størrelse	Paknings-størrelse	Forsendelses-enhed
72538-00	5 cm x 5 cm	5	120 pk.
72538-01	5 cm x 5 cm	50	12 pk.
72538-02	10 cm x 10 cm	10	60 pk.
72538-03	10 cm x 10 cm	100	6 pk.
72538-04	10 cm x 40 cm	10	30 pk.

Sterile, plastdåse eller dispenserrulle

Ref nr	Størrelse	Paknings-størrelse	Forsendelses-enhed
72538-05	10 cm x 10 cm	36	12 dåser
72538-06	10 cm x 7 m	1	12 dåser
72538-07	15 cm x 2 m	12	24 ruller



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 33 36 35 34 · Fax: 33 36 35 31

kundeservice.dk@bsnmedical.com
www.bsnmedical.dk

