

Varenummer 1999916571

Negativ trykterapi, Avance Solo Adapt, 27x20cm, filmbandagesæt, steril

- ✓ Sæt med filmforbinding, PU-skum og overførselsport
- ✓ NPWT til tryksår, hvor bandagen skal tilpasses konturer
- ✓ Skum kan klippes til og lede eksudat til beholder via port
- ✓ Kan kombineres med Mepitel sårkontaktag
- ✓ Safetac silikoneklæb sikrer effektiv forsegling til undertryk



Produktbeskrivelse

Sættet indeholder: 1 Avance Solo Adapt filmforbinding 20x27cm, 1 sårfyldningsskum 3x8x10cm og 1 overførselsport.

Avance® Solo Adapt NPWT systemet er et sårbehandlingssystem med negativt tryk (undertryk), der er indiceret til brug på tryksår, hvor det er ønskeligt/nødvendigt at kunne tilpasse bandagen til kroppens konturer for at opnå forsegling.

Sårfyldningsmaterialet er af polyuretanskum på 3 cm, der kan klippes til efter sårets form, ligesom det kan bruges sammen med Mepitel® sårkontaktag for at undgå, at skummet klæber til vævet. Skummaterialet transporterer eksudat til en beholder via overførselsporten.

Det bløde Safetac silikoneklæb giver en effektiv forsegling, som sikre de rette betingelser for undertryk, så væsker og eksudat kan fjernes fra såret.

Sættet er kompatibelt med de øvrige Avance Solo Adapt produkter.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Negativ trykterapi
Varemærke	Avance
Vareserie	Solo Adapt
Features	Filmbandagesæt, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	27 cm
Bredde	20 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	5 stk	28.7 cm	38.7 cm	14.1 cm	07333350672898



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt