




Varenummer 1999918537

## Kateter, 2-vejs foley, Madewell, nelaton, CH 20, 41cm, 10 ml, integreret ballon, 2 stk/pk, steril

- ✓ Kan bruges i op til 90 dage
- ✓ Godkendt til steril glycerinopløsning
- ✓ Findes med både nelaton og tiemann spids
- ✓ Med integreret ballon
- ✓ Fås i praktiske 10-stk. og 2-stk. forpakninger



### Produktbeskrivelse

2-vejs foley kateter af silikone, hvilket gør det velegnet til langtidsbrug - op til 90 dage. Ballonen er godkendt til steril glycerinopløsning. Ballonen er fuldt integreret. Findes med nelaton og tiemann spids, og kommer i både en 10-stk. og 2-stk. forpakning.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateter                                                                          |
| Varemærke                        | Madewell                                                                         |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 20                                                                            |
| Farve                            | Gul                                                                              |
| Features                         | Integreret ballon, 2 stk/pk, steril                                              |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Ingredienser/sammensætning       | 100% silikone                                                                    |
| Længde/dybde                     | 41 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.                                   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 50 pk      | 52.1 cm | 25.6 cm | 44.4 cm | 46948097054174 |
| pk    | 2 stk      | 49.7 cm | 8.2 cm  | 2.6 cm  | 36948097054177 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt