



Varenummer 216159

Gel, Eakin Perform



Produktbeskrivelse

Anvendes nede i stomiposen, giver kontrol med meget og tyndt afføring. Fortykket afføringen i posen, reducerer lugt, mindsker lækage særligt om natten, bedre filterfunktionen, pletter ikke(farveløs)



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gel
Varemærke	Eakin
Vareserie	Perform
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	60 stk	9 cm	9 cm	12 cm	5060267410092
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.