

Varicex "S", zinklimbind



Varicex S er længde- og tværelastisk, lægges cirkulært

Produktet:

Varicex S er imprægneret med zinklimmasse og er af 80% viskose og 20% polymed.

På grund af Varicex S zinklimbindests længde- og tværelastisitet kan bindest anlægges uden at det kræver indsnit eller afklip. Forbindingen tilpasser sig præcist og helt uden folder.

Varicex S er nem at modellere og udgør efter applikationen en halvstiv, næsten uelastisk forbinding, der er befordrende for den venøse tilbagestrømning.

Anvendelsesområde:

Varicex S anvendes som *kompresionsforbinding* ved tromboflebitis, flebotrombose med følger; varicer, ulcera cruris. som *støtteforbindinger* til efterbehandling af frakturer, luksationer, knogle- og ledoperationer.

Den let aseptiske zinklim masse hæfter godt til huden, samtidig med at den holder sig så smidig, at den begunstiger muskel og bindevævs aktive selvmassage, så længe forbindingen sidder på.

Sortiment:

Varicex S, fugtig forbinding, tørrer langsomt

størrelse	art.nr.
10 cm x 5 m	20630
10 cm x 7 m	20631
10 cm x 10 m	20632