



Varenummer 221560

Sølvbandage, Acticoat Flex 7, 40x20cm, sort, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fleksibelt sårkontaktlag med sølv
- ✓ Til sår med risiko for eller med infektion
- ✓ Antimikrobiel effekt op til 7 dage
- ✓ Åben struktur for væskegennemstrømning



Produktbeskrivelse

Acticoat Flex 7 fleksibelt sårkontaktlag med sølv anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår. Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder inden for 30 min. og holder i op til 7 dage. Kan anvendes til alle typer sår. Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår. Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser. Passende sekundær bandage ovenpå, alt efter skiftefrekvens og ekssudatmængde. Kan klippes i.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Acticoat
Vareserie	Flex 7
Farve	Sort
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% polyester, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	40 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Læs indlægsseddel for indikationer og kontraindikationer.
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 stk	31.5 cm	28.6 cm	3 cm	40565124407
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt